

## 予約から施術まで

### step 1 ご予約

お電話もしくはLINEにて日時をご予約ください

### step 2 カウンセリング

専属スタッフがお悩みやご希望をお聞きしその方に最適な施術内容をご提案いたします

### step 3 診察

医師が患者様の肌や毛の状態を確認し、安全に施術を受けられるかどうかを診断いたします

### step 4 テスト照射

始めて施術を受けられる方はテスト照射をし赤みや腫れの経過観察や光アレルギーの有無をチェックいたします

※痛みが不安な方は表皮麻酔もご準備しておりますので、ご希望の際はお申し付けください（別途料金税込3,300円）

### step 5 お申込み・初回施術

## Q&A

#### メイクは落として行った方が良いですか？

お顔の施術がある場合は施術前にメイクは落としていただきます。

クレンジング、洗顔のご準備はございますのでメイクはしてきていただいて大丈夫です。

施術後も通常通りメイクが可能です。

#### 剃毛はしてもらえますか？

1～2日前に脱毛部位の毛をご自身で剃毛をお願いしておりますが、どうしてもご自身で難しい場合のみ、別途料金（1部位 税込1,000円）が発生いたしますが看護師による剃毛を受け付けております。

## 病院詳細

大分県日田市南元町 6-41

医療法人秋水堂 若宮病院


TEL：0973-22-7171

FAX：0973-24-3459

<https://shusuido.or.jp>



HP



LINE 予約

## 営業時間

月曜日～土曜日 午前 9：00～13：00  
午後 14：00～16：00

休診日 祝日・年末年始 他

## 決済方法

現金・クレジットカード

## 禁忌事項


- 妊娠中、または授乳中の方
- 光感受性を高めるような薬剤を使用、服用されている方
- 施術前1ヵ月以内に積極的な日焼けをされた方（海・ゴルフ・サロン等）
- 施術後2週間以内に積極的な日焼けをする予定の方
- 活動性の感染症のある方、抗凝固剤を服用している方
- 糖尿病、心療内科にて治療中、てんかん発作、うっ血性心疾患などの既往がある方
- 光感受性が高い方（全身性エリテマトーデス・ポルフィリン症の病歴など）
- エイズまたはHIV感染を含む免疫抑制疾患
- 重度の皮膚疾患、感染性皮膚疾患、皮膚がん、前がん病変の既往歴のある方（膠原病など）

その他ご体調面でご心配な点がある方はご相談ください。

またごく稀ではありますが、施術後に副作用が生じる場合がございますのでご心配な方はお問い合わせください。

# 医療美容

美肌治療・医療脱毛



## 美肌治療

### フォトフェイシャル®

フォトフェイシャル®とは、IPLという肌に優しい光をお顔全体に照射して、シミ・ソバカスの原因であるメラニン色素や、赤ら顔の原因であるヘモグロビンなど、複数の色素にダメージを与え、シミや赤ら顔などを改善する施術です。同時に真皮層にも働きかけることでコラーゲンを増やし、肌のキメや質感を整えます。

複数回繰り返すことでより効果が実感できます。マイルドな治療なのでダウンタイムもほぼなく治療後に洗顔やメイクが可能なのも大きな魅力です。当院では8種類のフィルタの中から患者様のお肌に合わせたフィルタを毎回選択して照射します。

### イオン導入

電気の＋を利用してビタミンCなどの有効成分を効率的、効果的に肌の奥まで浸透させます。

ニキビ・シミ・くすみ・赤みが気になる方に。

### 超音波

人が聞くことのできない音波「超音波」によって、1秒間に300万回もの振動を肌を与えることで、肌の奥深くから活性化させる施術です。

ディープクレンジング®・マッサージ効果・温熱効果・浸透効果、など4つの効果が期待できます。

### ニキビ治療



フォトフェイシャルのアクネフィルタを使用して治療を行います。短波長と長波長の併用で繰り返すニキビの原因へアプローチし、赤み・炎症を抑えニキビのできにくい肌へと導きます。イオン導入やケミカルピーリングとの併用でニキビ跡や毛穴の改善にも。

### ケミカルピーリング®

刺激の少ない酸(AHA)によって古い余分な角質を除去。肌のターンオーバーを整えることで肌トラブルをケアします。

## 「美白内服薬」

の処方もおこなっております。



## 医療脱毛

当院は熱波壊式の医療レーザー脱毛器

ルミナス社ライトシェアシリーズの「ライトシェア・クアトロ」を導入しています。

毛に含まれるメラニン組織にレーザーの光を吸収させ、毛の組織を破壊する減毛方法です。メラニン組織は肌にも含まれているため、毛の生えている周囲の肌を保護しつつ、毛に含まれるメラニンのみを破壊するようにレーザーを照射する必要があります。2種類の波長と2種類のテクノロジー（吸引アシスト、コンタクトクーリング）を備えたハンドピースを組み合わせて施術することで、細い毛から太い毛、さらにスキンタイプを考慮しながらも、ひとりひとりの状況に応じてきめ細かい施術を実現します。

約2か月おきにレーザー脱毛を実施し、4～5回ほど行っていき減毛していきます。

色黒の肌・  
太い毛に最適な  
メラニン吸収  
に優れた  
805nm

吸引  
アシスト  
テクノロジー  
コンタクト  
クーリング  
テクノロジー

